

Стол медицинский Т8.28 кат. № 550 037

ФСЗ 2008/02415

пост медсестры / универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы ЛДСП, размеры 4000×1200×1075 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	пост медсестры / универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	ЛДСП
Конструкция	сборная
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	4000×1200×1075 мм

Дополнительные характеристики

Стол трехкорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в каждом. Внутренние размеры трех верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 240 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм.. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков

Столешница из ламинированного ДСП.

Имеются четыре дополнительные полочки для бумаг.

Передняя часть стола зашита перфорированным листом.