

Стол медицинский упаковочный для ЦСО Артинокс AR-L01N

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал
столешницы постформинг / стекло, размеры
1600×600×1830 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Стеллаж	Да
Тумба	Да
Размеры	1600×600×1830 мм

Дополнительные характеристики

Стол медицинский упаковочный для ЦСО Артинокс AR-L01N

Варианты исполнения:

1	2	3
Каркас: нержавеющая сталь.. Столешница: нержавеющая сталь, 3 (4) выдвижных ящика. Стол: с регулировкой высоты. Стеллаж с подсветкой и электророзетками. Возможно комплектование корзинами разных размеров. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1800×700×860 мм (до столешницы).	Каркас: нержавеющая сталь. Столешница: нержавеющая сталь (с бортом 20 мм). Тумба: 2 (1) распашная дверь + 2 полки / (2) распашная дверь + 2 полки. Стеллаж: 2 полки. Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500×600×1830 мм.	Каркас: металл в полимере. Столешница: со стеклом. Тумбы: 2 (1) распашная дверь, 2 полки / (2) распашная дверь, 2 полки Стеллаж: 2 полки. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600×600×1830.