


Стол медицинской сестры Артинокс AR-A1

ФСЗ 2010/06386

пост медсестры, материала каркаса металл, материал столешницы нержавеющая сталь, размеры 800-1600×600×1200 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	пост медсестры
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Стеллаж	Да
Размеры	800-1600×600×1200 мм

Дополнительные характеристики

Стол AR-A1 (стол медсестры), Артинокс, Беларусь.

Материал: металлокаркас, зашивка из сплошного металлического листа либо из листа с перфорацией.
Габаритные размеры (Ш×Г×В):800-1600 (с шагом 100 мм) ×600 (надстройка 400)×1200 (750 от пола до столешницы) мм.