

Стол операционный Медин ОК-Омега 01

РЗН 2015/333

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОК-Омега 01 - уникальный переносной разборный механогидравлический стол. Каталожный № 101.700.

ОК-ОМЕГА в базовой комплектации незаменим в мобильных операционных и госпиталях при проведении хирургических операций в полевых условиях.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- регулировка наклона ножных и головной секций - механически;
- привод подъема-опускания панели стола - гидравлический при помощи ножной педали, продольные наклоны панели - механически.
- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- колеса (диаметр 100 мм, два с тормозом);
- наркозный экран;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);

- штатив для вливаний;
- возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.