

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-01

ФСЗ 2010/07974

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-01 - электрогидравлическая многофункциональная система операционного стола со сменными панелями и транспортной тележкой, которую можно отделять от тумбы-основания. Позволяет перемещать пациента, не перекладывая его на каталку. Каталогный № 101.500.

Система сменных панелей и транспортных тележек операционного стола ОМ-СИГМА обеспечивает стерильность в операционном блоке, экономит время подготовки пациента к операции и значительно увеличивает пропускную способность. Съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP.

Особенности стола:

- грузоподъёмность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- отдельные, съёмные ножные секции с поворотом и приводным наклоном, головная секция с двумя наклонами;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможно использование рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможен ввод кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- работа от встроенных аккумуляторов (48 ч);
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- дублирующий привод (ножной);
- колеса (диаметр 150 мм);
- наркозный экран;

- пульт управления;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.