

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-02

ФСЗ 2010/07974

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-02 идеально подходит для исполнения сложных операций, после которых нежелательно перекладывать пациента для уменьшения риска его травматизации, а также для операционных с большим потоком пациентов, поскольку сокращает время, требуемое на подготовку к операции. Каталожный № 101.500.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможно использование рентгеновского аппарата с С-образным штативом и ввод кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- функция регулировки тележек по высоте;
- отдельные, съемные ножные секции с поворотом и приводным наклоном, головная секция с двумя наклонами;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- дублирующий привод;
- колеса (150 мм);
- наркозный экран;
- пульт управления;
- работа отстроенных аккумуляторов (48 ч);
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);

- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.