

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-03

ФСЗ 2010/07974

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-03 - тележка для перевозки панелей с регулировкой по высоте, панель с функцией излома спинной секции. Исключает этап перекладывания пациента на больничную каталку, снижая риск его травмирования после операций. Каталожный № 101.500.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность работы с С-дугой;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- отдельные, съемные ножные секции с поворотом и приводным наклоном, головная секция с двумя наклонами;
- функция регулировки по высоте;
- встроенная система обеспечения безопасности управления столом;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- излом спинной секции;
- колеса (150 мм);
- наркозный экран;
- пульт управления;
- работа от встроенных аккумуляторов (48 ч.);
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);

- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.