

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-04

ФСЗ 2010/07974

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА-04 - уникальная многофункциональная система операционного стола от компании МЕДИН. Каталожный № 101.500.

Система сменных панелей и транспортных тележек операционного стола ОМ-СИГМА обеспечивает стерильность в операционном блоке, экономит время подготовки пациента к операции и значительно увеличивает пропускную способность. Съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- панель стола 5-секционная;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом.
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- продольное перемещение панели на 300 мм;
- работа от встроенных аккумуляторов (48 ч.);
- отдельные, съёмные ножные секции с поворотом и приводным наклоном, головная секция с двумя наклонами;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- дублирующий привод (ножной);
- излом спинной секции;
- колоса (диаметр 150 мм);

- наркозный экран;
- пульт управления;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний;