

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА

ФСЗ 2010/07974

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОМ-СИГМА - уникальная многофункциональная система операционного стола, тележка для перевозки панелей без регулировки по высоте, панель без функции излома спинной секции. Каталожный № 101.500.

Система сменных панелей и транспортных тележек операционного стола ОМ-СИГМА обеспечивает стерильность в операционном блоке, экономит время подготовки пациента к операции и значительно увеличивает пропускную способность. Съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможно использование рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможен ввод кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- колеса (150 мм);
- наркозный экран;
- пульт управления;
- работа от встроенных аккумуляторов (48 ч.);
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);

- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.
- стол совместим со всеми видами дополнительных комплектов приспособлений, выпускаемых предприятием.