

Стол операционный Lojer Scandia 310H

ФСЗ 2011/10490

универсальный, электрогидравлический,
четырёхсекционный / пятисекционный,
рентгенопрозрачный, нагрузка до 300 кг

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	четырёхсекционный / пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	300 кг

Описание

Стол операционный Lojer Scandia 310H - гидравлический стол для проведения операций.

Особенности стола:

- легкая конструкция и высочайший уровень прочности;
- грузоподъемность - 300 кг;
- все секции стола рентгенопроницаемы;
- по всей длине панели стола проходит канал для размещения рентгеновских кассет;
- тип привода стола - гидравлический;
- спинная и ножная секции регулируются пневматическим методом.