

Стол операционный Lojer Scandia SC440

ФСЗ 2011/10490

универсальный, электромеханический,
семисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
250 кг

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электромеханический
Количество секций	семисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	250 кг

Описание

Стол операционный Lojer Scandia SC440 - электрический стол для проведения операций.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 250 кг;
- все секции стола **рентгенопроницаемы**;
- по всей длине панели стола проходит канал для размещения рентгеновских кассет;
- тип привода стола - **электрический**;
- излом панели в положениях **FLEX** и **REFLEX**;
- четыре программируемых положения памяти и **нулевое положение**;
- четыре двойных колеса Ø 125 мм с центральной блокировкой;
- ручной пульт управления и интегрированная панель управления на колонне.