

Стол операционный Maquet Magnus

РЗН 2017/5322

универсальный, электромеханический,
восьмисекционный, нагрузка до 380 кг

Maquet GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электромеханический
Количество секций	восьмисекционный
Нагрузка	380 кг

Описание

Операционный стол Getinge Maquet Magnus – модульный системный операционный стол, отличающийся высокой грузоподъемностью, впечатляющей гибкостью и эргономичным дизайном. Включает в себя колонну, пульт управления, удобный в использовании транспортер, а также широкий выбор секций и принадлежностей для столешницы.

Особенности

- Столешницы Maquet Magnus можно поднять на высоту до 1 320 мм, что позволяет хирургам комфортно работать в положении стоя.
- Подушки стола легко моются и не препятствуют рентгеновским лучам.
- Благодаря технологии Easy Click достаточно движения одной руки, чтобы легко и безопасно поменять секции Magnus.
- Интуитивно понятное управление с кнопочной панелью пульта с подсветкой и памятью положений.
- Предусмотрена резервная панель управления на самой колонне операционного стола.
- Столешница имеет рентгенопрозрачное антистатическое покрытие толщиной 80 мм.

Гибкость позиционирования

Благодаря модульной конструкции системный операционный стол Maquet Magnus становится идеальным выбором для любого хирургического вмешательства. Его функции, принадлежности и широкий спектр вариантов позиционирования значительно облегчают и делают более гибкими как микрохирургические, так и сложные вмешательства. Его возможности регулировки по высоте, точные и контролируемые движения стола, функция наклона по вертикали и горизонтали, а также большой рабочий радиус обеспечивают максимальный комфорт и доступ во время работы.



Фиброкарбоновые столешницы

Фиброкарбоновая столешница Maquet Magnus обеспечивает 360° рентгенопрозрачность и предоставляет оптимальный доступ для систем визуализации, что позволяет выполнять вмешательства в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, в травматологии и т.д.

Интуитивно понятное управление

С помощью интуитивно понятного пульта управления можно безопасно и быстро изменить положение пациента во время операции. Пульт может сохранять и восстанавливать до 10 положений пациента. Как опция доступна регулировка столешницы независимо от колонны на транспортере.



Колонны операционного стола Maquet Magnus доступны в четырех различных вариантах исполнения:

1. Стационарная колонна с плитой для монтажа в фундаменте
2. Стационарная колонна, монтируемая на поверхности пола
3. Мобильная колонна операционного стола (позволяет свободно перемещать колонну и столешницу в любое место с помощью транспортера)
4. Передвижная колонна с собственными колесами