

Стол операционный Maquet Otesus

РЗН 2017/5322

универсальный, электрогидравлический,  
шестисекционный, нагрузка до 380 кг

Maquet GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Назначение         | универсальный         |
| Регулировка высоты | электрогидравлический |
| Количество секций  | шестисекционный       |
| Нагрузка           | 380 кг                |

Описание

**Операционный стол Maquet Otesus** – модульный системный операционный стол, включающий в себя колонну, пульт управления, удобный в использовании транспортер и широкий спектр столешниц и принадлежностей. Персонал операционной может приспособить стол к каждой операции и каждому пациенту простой установкой нескольких модулей.

Особенности

- Мягкие и гигиеничные подушки могут помочь предотвратить распространение внутрибольничных инфекций и повысить безопасность пациентов.
- Интеллектуальная конструкция столешниц обеспечивает удобное, надежное и интуитивно понятно добавление и удаление секций.
- Транспортер стола Maquet Otesus позволяет персоналу перемещать его вместе с пациентом с минимальными физическими усилиями, большие колеса повышают управляемость.
- Четыре скорости регулировки стола: быстрая, средняя, точная, очень точная.
- Гигиеничный дизайн компонентов из нержавеющей стали, обеззараживание может выполняться машинным способом.
- Высокая грузоподъемность до 380 кг.

## Гибкость позиционирования

Maquet Otesus имеет значительные возможности для позиционирования пациента, предлагая оптимальное реверсивное или стандартное положение вместе с широким диапазоном углов Тренделенбурга и бокового наклона. Благодаря этому обеспечивается отличный доступ при различных хирургических вмешательствах и открываются новые возможности для лапароскопических процедур, например, резекции сигмовидной кишки.



## Фиброкарбоновая столешница

Увеличенное продольное смещение и фиброкарбоновые элементы позволяют использовать Maquet Otesus с системами интраоперационной визуализации для улучшения качества диагностики.

## Пульт управления Smart Control

Пульт управления с сенсорным экраном Smart Control активирует все ключевые функции стола по нажатию пальца. Smart Control постоянно принимает и отображает информацию о настройках стола, экономя время, повышая безопасность и упрощая документирование.




**Широкий ассортимент столешниц, колонн и принадлежностей** дает возможность выбора наиболее подходящей конфигурации стола для нужной процедуры.



**Столешница Maquet Otesus 1160.30**

Универсальная столешница с 3 парами моторов



**Столешница Maquet Otesus 1160.10**

Универсальная столешница с 2 парами моторов