

Стол операционный Медин ОК-ГАММА

ФСЗ 2008/01585

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОК-ГАММА – бюджетный вариант общехирургического операционного стола с механогидравлической регулировкой.

Стол оптимально подходит для проведения несложных хирургических операций и манипуляций в поликлиниках, амбулаториях и небольших частных клиниках. Хорошая альтернатива перевязочному столу. Использование дополнительных опций (излом спинной секции и механический встроенный почечный валик) дает возможность изменять конфигурацию панели стола ОК-ГАММА в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

Модификации столов ОК-ГАММА:

- ОК-ГАММА 03 – с базовой комплектацией;
- ОК-ГАММА 02 – с функцией бокового наклона панели;
- ОК-ГАММА 01 – с функцией бокового наклона панели и изломом спинной секции.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола – 160 кг;
- панель стола 5-секционная, с разделенными ножными секциями;
- **механогидравлический** привод;
- панель стола **рентгенопрозрачная**;
- свободный доступ для С-дуги;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали;
- излом спинной секции (опция) – 105 мм;
- механический встроенный почечный валик (опция) – 140 мм.