

Стол операционный Медин ОК-ОМЕГА

РЗН 2015/3336

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
200 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	200 кг

Описание

Стол операционный Медин ОК-ОМЕГА - уникальный переносной разборный механогидравлический стол. Он незаменим в мобильных операционных и госпиталях при проведении хирургических операций в полевых условиях. Мобильность, маневренность и простота в управлении обеспечивает удобство в работе медицинского персонала и позволяет в экстремальных условиях, возникших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, сократить число погибших и сохранить здоровье пострадавшим людям. Операционный стол ОК-ОМЕГА приводится в рабочее состояние без применения специального инструмента в течение 10 минут. Может использоваться как в общей хирургии, так и для проведения травматологических манипуляций, урологических, отоларингологических и других операций. Транспортировка стола в разобранном виде производится в двух специальных алюминиевых герметичных контейнерах, снабженных замками-фиксаторами и ручками. В один контейнер укладываются части панели и приспособления, во второй – тумба стола.

Конструкция стола ОК-ОМЕГА имеет две модификации:

ОК-ОМЕГА 01 – в базовой комплектации;

ОК-ОМЕГА 02 – с изломом спинной секции.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола **рентгенопрозрачная**;
- **механогидравлический** привод;
- привод подъема-опускания панели стола - гидравлический при помощи ножной педали, продольные наклоны панели - механически.

- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из **нержавеющей стали**;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- сдвоенные самоориентирующиеся колеса Ø100мм, два из которых с тормозом;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- колеса (диаметр 100 мм, два с тормозом);
- наркозный экран;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.