

## Стол операционный Медин ОМ-ДЕЛЬТА 01

ФСЗ 2007/00332

универсальный, электрогидравлический,  
шестисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до  
250 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



### Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Назначение         | универсальный         |
| Регулировка высоты | электрогидравлический |
| Количество секций  | шестисекционный       |
| Рентгенопрозрачный | Да                    |
| Нагрузка           | 250 кг                |

### Описание

**Стол операционный Медин ОМ-ДЕЛЬТА 01** – общехирургический электрогидравлический операционный стол, предназначенный для проведения всех видов хирургических операций. Стол оптимально подходит для оснащения современных медицинских центров и специализированных клиник. Совместимость со всеми видами дополнительных комплектов приспособлений, выпускаемых предприятием, дает возможность расширить его функциональные возможности. Перестановка местами головной и ножных секций расширяет рентгенопрозрачную зону.

#### Особенности стола:

- грузоподъемность стола – 250 кг;
- **электрогидравлический** привод;
- панель стола **рентгенопрозрачная**;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали;
- возможность использования специальных дополнительных приспособлений;
- продольное перемещение панели на 320 мм;
- управление основными положениями панели стола осуществляется дистанционно при помощи ручного пульта;
- функция автоматического возврата панели в исходное «нулевое» положение с возможностью экстренной остановки;
- встроенный подъемный почечный валик, управляемый с пульта;
- встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной;
- механический излом спинной секции, управляемый съемной рукояткой (опция).