

Стол операционный Mindray HyBase 1000

ФСЗ 2011/09842

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, нагрузка до 135 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Нагрузка	135 кг

Описание

Стол операционный Mindray HyBase 1000 является механогидравлическим операционным столом с возможностью его управления с помощью пульта.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 135 кг;
- стол состоит из пяти секций;
- каркас из нержавеющей стали;
- для проведения малоинвазивных вмешательств минимальная высота стола может быть установлена 600 мм;
- матрац выполнен полиуритана с антибактериальным покрытием и удобен при проведении чисти и дезинфекции;
- возможность подсоединения дополнительных принадлежностей, что обеспечивает столу повышенную универсальность.