

Стол операционный Mindray HyBase 3000

ФСЗ 2011/09842

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
185 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	185 кг

Описание

Стол операционный Mindray HyBase 3000 - надежный, универсальный операционный стол разработанный для удобного позиционирования пациента во время проведения хирургических операций и иных процедур.

Изготовлен с учетом всех требований ведущих практикующих операционных хирургов.

Основные сферы использования: общая и специализированная хирургия, кардиология, гинекология, урология, проктология, травматология, ортопедия, нейрохирургия.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 185 кг;
- стол изготовлен из нержавеющей стали.
- водоотталкивающий, декомпрессионный, антистатический матрас, изготовленный по бесшовной технологии;
- возможность проведения 50-80 операций при полностью заряженном аккумуляторе;
- управление столом (возврат стола в исходное положение, сгибание/разгибание стола) возможно при нажатии одной кнопки;
- рентгенопрозрачное ложе позволяет осуществлять свободный доступ С-образного штатива к телу пациента;
- наличие трех панелей управления: панель дистанционного управления, вспомогательная панель и педальный переключатель;
- наличие тормозной системы, обеспечивающей предельную безопасность.