

Стол операционный Mindray HyBase 6100

ФСЗ 2011/09842

универсальный, электрогидравлический,
пятисекционный, нагрузка до 250 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Нагрузка	250 кг

Описание

Стол операционный Mindray HyBase 6100 является механогидравлическим операционным столом с возможностью его управления с помощью пульта.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 250 кг;
- стол состоит из 5 секций;
- специального матраца, высота которого равна 75 мм, гарантирует удобное, надежное, равномерное размещение пациента на столе для длительных операций;
- минимальная высота стола может быть установлена 600 мм (для проведения малоинвазивных вмешательств);
- возможность проведения и ортопедических процедур;
- стол удобен при проведении чистки и дезинфекции. Матрац выполнен из полиуритана с антибактериальным покрытием;
- возможность подсоединения дополнительных принадлежностей, что обеспечивает столу повышенную универсальность.