

Стол операционный Mindray HyBase 8300 / 8500

РЗН 2017/6066

универсальный, электрогидравлический,
шестисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
460 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	шестисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	460 кг

Описание

Стол операционный Mindray HyBase 8300 / 8500 - высокотехнологичный, современный, универсальный операционный стол с наличием продольной направляющей длиной до 48 см, обеспечивающей свободный доступ к С-образной дуге, разработан и предназначен для проведения сложных хирургических вмешательств.

Особенности стола:

- грузоподъемность - 250 кг;
- стол состоит из 5 секций;
- возможность регулировки стола в зависимости от потребности;
- наличие продольной направляющей, обеспечивающей свободный доступ к С-образной раме;
- наличие интеллектуальной системы предотвращения столкновения, обеспечивающей правильное движение элементов стола без столкновения;
- наличие бесшовной, многослойной, герметичной, декомпрессионная, выдерживающей частые обработки дезинфицирующими растворами подушки с эффектом памяти;
- возможность установки стола в максимально низком положении для проведения длительных нейрохирургических операций;
- свободное перемещение в операционной обеспечивается инфракрасной беспроводной системой дистанционного управления;
- простота в управлении.