

Стол операционный РЕСПЕКТ-ПЛЮС ОК-02Р

ФСЗ 2010/07133

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный

РЕСПЕКТ-ПЛЮС ПК ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да

Описание

Стол операционный РЕСПЕКТ-ПЛЮС ОК-02Р - универсальный операционный стол, который в сочетании с набором специальных принадлежностей используется при выполнении различных хирургических операций.

Конструкция операционного стола ОК-02Р делает его пригодным для проведения специализированных оперативных вмешательств: на голове и шее, на органах грудной клетки, на органах брюшной полости, на органах малого таза. Установка высоты панели стола выполняется гидравлическим устройством в двойном защитном кожухе, приводимым в движение ножной педалью.

Позиционирование секций панели стола осуществляется механическими приводами.

Особенности стола:

- количество секций - 5;
- Панель стола рентгенопрозрачна;
- боковой упор;
- валик для ректоскопии;
- держатель головы (и фиксатор головы для нейрохирургии);
- почечный валик;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель;
- штатив для вливаний.