

Стол операционный Медпроминвест ОН-20

РЗН 2013/1354

универсальный, механогидравлический,
четырёхсекционный / пятисекционный /
шестисекционный / семисекционный, нагрузка до 160
кг

Медпроминвест УП, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	четырёхсекционный / пятисекционный / шестисекционный / семисекционный
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медпроминвест ОН-20 - компактный, универсальный операционный стол, предназначен для проведения нейрохирургических, общехирургических, гинекологических, проктологических, урологических хирургических вмешательств, а при комплектации дополнительным оборудованием, травматологических и ортопедических операций.

Особенности стола:

- максимальная грузоподъемность - 160 кг;
- пятисекционный (по требованию заказчика число секций может варьироваться от 4 до 7);
- рентгенопрозрачный, с возможностью работы с С-дугой;
- головная и ножная секции съемные;
- спинная и центральная секции панели столов связаны между собой шарнирно.
- ножная секция столов состоит из двух частей, которые можно разводить в разные стороны до 150 градусов, по требованию Заказчика возможна цельная ножная секция.
- панель и основание столов имеют защитные кожуха из нержавеющей стали.
- регулировка высоты стола, бокового наклона, Тренделенбурга осуществляется посредством педали гидропривода и переключателя;
- штатив для вливаний.