

Стол операционный Merivaara Practico

РЗН 2016/5130

универсальный, электромеханический,
четырёхсекционный, нагрузка до 380 кг

Merivaara Corp., Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электромеханический
Количество секций	четырёхсекционный
Нагрузка	380 кг

Описание

Стол операционный Merivaara Practico - электромеханический мобильный операционный стол, обеспечивающий максимальную гибкость и удобство использования для общехирургических и специализированных операций.

Особенности стола:

- максимальная грузоподъемность - 380 кг;
- съемные секции столешницы и доп. принадлежности;
- работает как от сети, так и от встроенный аккумулятора/трансформатора;
- конструкция основания стола и функция сдвига гарантируют свободный доступ к пациенту.