

Стол операционный Merivaara Promerix

ФСЗ 2008/02857

универсальный, электрогидравлический,
шестисекционный, нагрузка до 325 кг

Merivaara Corp., Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	шестисекционный
Нагрузка	325 кг

Описание

Стол операционный Merivaara Promerix - сверхмощный электрогидравлический операционный стол для всех видов современной хирургии, отвечающий самым взыскательным требованиям комплектации операционных залов.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола – 325 кг (во варианте с сдвигом столешницы – 275 кг);
- рентгенопрозрачность секций, возможность использования «С»-дуги;
- значительный продольный сдвиг столешницы.