

Стол операционный Merivaara Rapido

РЗН 2015/3275

универсальный, механогидравлический,
четырёхсекционный, нагрузка до 160 кг

Merivaara Corp., Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	четырёхсекционный
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Merivaara Rapido - гидравлический операционный стол, который может быть использован на протяжении всего цикла амбулаторной хирургии, обеспечивая надлежащий уход за пациентом с момента его поступления в клинику, подготовки к операции и перевозки в операционный зал, во время операции и заканчивая периодом послеоперационной реабилитации.

Особенности стола:

- максимальная грузоподъемность - 250 кг;
- состоит из 4 или 5 секций (в случае разделенной ножной секции);
- трансформируется в различные хирургические положения, необходимые на разных этапах лечения;
- стол предусматривают открытый доступ для хирургических приборов и аппаратов, допуская их максимально удобное использование, например, микроскопа или рентген С-дуги, Туннель для рентгеновской кассеты – по всей длине стола.