

Стол операционный Медин ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН)

РЗН 2013/1369

универсальный, механогидравлический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	механогидравлический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН) используется при проведении операций общей хирургии. Каталожный № 101.401.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- Панель стола рентгенопрозрачная;
- Возможно использование рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- Возможен ввод кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- колеса (диаметр 100 мм, с блокировкой);
- наркозный экран;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.

Дополнительные комплекты приспособлений, выпускаемые предприятием, позволяют расширить функциональные возможности стола и проводить другие специализированные операции.