

Стол операционный Медин ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС)

ФСЗ 2008/01 130

универсальный, электрогидравлический,
шестисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электрогидравлический
Количество секций	шестисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС) - универсальный электрогидравлический операционный стол с дополнительным дублирующим гидравлическим приводом. Каталожный № 101.900.

Съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP. Раздельные, съёмные ножные секции с поворотом и приводным наклоном. Головная секция с двумя наклонами.

Особенности стола:

- грузоподъёмность стола - 160 кг;
- количество секций - 6;
- головная секция с двумя наклонами;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- работа от встроенных аккумуляторов;
- продольное перемещение панели на 320 мм;
- боковой упор (2 шт.);
- держатель рентгеновской кассеты;
- излом спинной секции (105 мм);
- колеса (диаметр 100 мм, с блокировкой);
- наркозный экран;
- пульт управления;
- ремень для фиксации туловища;

- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.