

Стол операционный Медин ОУК-02 (ОК-БЕТА)

РЗН 2013/1369

универсальный, электромеханический,
пятисекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электромеханический
Количество секций	пятисекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	160 кг

Описание

Стол операционный Медин ОУК-02 (ОК-БЕТА) - электромеханический операционный стол.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 160 кг;
- количество секций - 5;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом. Продольное перемещение панели на 320 мм (опция);
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений;
- работа от встроенных аккумуляторов (48 ч.);
- боковой упор;
- держатель рентгеновской кассеты;
- колеса (диаметр 100 мм, с блокировкой);
- наркозный экран;
- пульт управления;
- ремень для фиксации туловища;
- рукодержатель (2 шт.);
- столик для инъекций (2 шт.);
- штатив для вливаний.