

Стол пеленальный медицинский AR-DP2 Артинокс

ФСЗ 2010/06386

каркас металл, конструкция сварная, столешница ДСП
/ поролон / кожзаменитель медицинский, с полкой,
1000×720×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Конструкция каркаса	сварная
Материал столешницы	ДСП / поролон / кожзаменитель медицинский
Полка	с полкой
Размер	1000×720×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол пеленальный AR-DP2

Каркас и полка: металл в полимерном покрытии (цвет белый).
Столешница и борта изготовлены из ДСП. Снаружи столешница и борта с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1000×720×900 мм.