

Стол пеленальный медицинский СП-1П Белмедматериалы

РЗН 2016/5088

каркас металл, конструкция сварная, столешница ДСП
/ поролон / винилискожа, с полкой, допустимая
нагрузка 30 кг, 1000×720×870 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	профильная труба
Конструкция каркаса	сварная
Материал столешницы	ДСП / поролон / винилискожа
Полка	с полкой
Допустимая нагрузка	30 кг
Размер	1000×720×870 мм

Дополнительные характеристики

Каркас стола изготовлен из профильной трубы, боковины и полки из ДСП, поролон, винилискожи.