

Стол операционный Медин МЕДИН-САФИС

РЗН 2018/6853

универсальный, электромеханический,
односекционный, рентгенопрозрачный, нагрузка до
220 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Регулировка высоты	электромеханический
Количество секций	односекционный
Рентгенопрозрачный	Да
Нагрузка	220 кг

Описание

Стол операционный Медин МЕДИН-САФИС - рентгеновский операционный стол, незаменим при проведении широкого спектра диагностических и лечебных рентгенохирургических процедур с использованием рентгенаппарата с С-дугой, а также в составе ангиографического комплекса;

Система управления позволяет интегрировать стол в ангиографический комплекс. Для комфорта пациента столешница оснащается антипролежневый съемным матрасом, выполненным из вязкоэластичного материала с эффектом памяти и антистатическим покрытием, комплект съемных приспособлений в стандартной поставке.

Особенности стола:

- грузоподъемность стола - 220 кг;
- количество секций - 1;
- рентгенопрозрачный, с возможностью работы с С-дугой;
- **электромеханический** привод подъема, продольных и боковых наклонов столешницы, ее продольного и бокового перемещения, установка панели в горизонтальное положение в двух плоскостях;
- навесной инструментальный столик из нержавеющей стали (опция);
- кольцо для головы Ø205 мм (опция).