

Стол зубного техника Артинокс AR-M01

ФСЗ 2010/06386

одноместный, с выдвижными ящиками, с
подлокотниками, со светильником, с финагелем

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Количество рабочих мест	одноместный
Вакуумная помпа-вытяжка	Да
Выдвижные ящики	Да
Подлокотники	Да
Полка	Да
Розетка	Да
Светильник	Да
Финагель	Да
Размеры	1250×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол зубного техника AR-M01

Материал: металл в полимере.

Стол:

Тумба от пола на высоте 250 мм для удобства уборки, с 5-ю выдвижными ящиками;
опоры стола регулируемые с регулировкой 0..50 мм, два ящика в центральной части стола шириной не менее 350 мм.
Два подлокотника.
Столешница постформинг гладкий «Титан».
УЗО полка 150×1200 мм.

Электрика:

Светильник светодиодный с регулировкой по высоте и вылету вдоль столешницы L=1200 мм с двумя светодиодными лампами ИС-СП Лайн – 1200-36-Н/3 со световым потоком не менее 3200 Лм, цветовая температура 4 000 К, вынос над столешницей от 200 до 600 мм, минимальная высота над столешницей 500 мм, штепсельная вилка, блок с розетками(не менее 4-х розеток); регулятор блока фильтрации; вытяжной модуль со стеклом; блок фильтрации мощностью 900 Вт. Двойная фильтрация, объем мешка для сбора мусора 7 л.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1250×600×900 мм.