

Столик Артинокс АТ-В1

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 15 кг,
400×400×880 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	15 кг

Габариты

Размер	400×400×880 мм
Длина	400 мм
Ширина	400 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В1, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: нержавеющая сталь.
- Полки: 3 шт. с отбортовкой 20 мм.
- Колеса: 4 шт. Ø50 мм (2 колеса с тормозом), серая резина.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В): 400×400×880 мм.