

Тележка медицинская Артинокс АТ-В11

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 80 кг,
600×800×1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	80 кг

Габариты

Размер	600×800×1000 мм
Длина	600 мм
Ширина	800 мм
Высота	1000 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В11, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь.

Колеса: 4 шт. Ø125 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 800×600×1000 мм.