

Столик Артинокс АТ-В12

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 15 кг,
420×600×800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	15 кг

Габариты

Размер	420×600×800 мм
Длина	420 мм
Ширина	600 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В12, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 2 шт. с двухсторонней отбортовкой 20 мм, расстояние между полками 300 мм.
- Колеса:** 4 шт. Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии).
- Допустимая нагрузка** на полку 15 кг, на столик 30 кг.
- Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 600×420×800 мм.