

Столик Артинокс АТ-В14

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 15 кг, 420×600×1200 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	15 кг

Габариты

Размер	420×600×1200 мм
Длина	420 мм
Ширина	600 мм
Высота	1200 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В14, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 4 с двухсторонней отбортовкой 20 мм, расстояние между полками 300 мм.
- Колеса:** 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Допустимая нагрузка** на полку 15 кг, на столик 30 кг.
- Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 600×420×1200 мм.