

Столик Артинокс АТ-В15

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 15 кг, 450×650×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	15 кг

Габариты

Размер	450×650×900 мм
Длина	450 мм
Ширина	650 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В15, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 3 шт. с отбортовкой 20 мм.
- Колеса:** 4 шт. Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 650×450×900 мм.