

Столик Артинокс АТ-В16

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,  
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на  
полку 15 кг, 450×650×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Тип                            | открытый                                 |
| Материал                       | металл                                   |
| Характеристика материала       | нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь |
| Конструкция                    | сварная                                  |
| Ограждение                     | Да                                       |
| Колеса                         | Да                                       |
| Полки                          | Да                                       |
| Ручки                          | Да                                       |
| Допустимая нагрузка на уровень | 15 кг                                    |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 450×650×900 мм |
| Длина  | 450 мм         |
| Ширина | 650 мм         |
| Высота | 900 мм         |

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В16, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: нержавеющая сталь.
- Полки: 2 с отбортовкой 20 мм.
- Колеса: 4 шт. Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В): 650×450×900 мм.