

Столик для стерилизационных контейнеров Артинокс АТ-В18

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, нагрузка на
полку 20 кг, 780×1250×1100 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / хромоникелевая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	20 кг

Габариты

Размер	780×1250×1100 мм
Длина	780 мм
Ширина	1250 мм
Высота	1100 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В18, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 2 с ограждением высотой 80 мм.
- Колеса:** 4 шт. Ø125 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 1250×780×1100 мм.