

Столик медицинский передвижной Артинокс АТ-В22

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, с ящиками,
460×600×890 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Ящики	Да

Габариты

Размер	460×600×890 мм
Длина	460 мм
Ширина	600 мм
Высота	890 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В22, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 3 шт. с отбортовкой 20 мм + 1 откидная боковая полка.
- Ящики:** 2 шт.
- Колеса:** 4 шт. Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 600×460×890 мм.