

Тележка медицинская Артинокс АТ-В22v

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, с корзинами, на колесах,
500×800×1100 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Корзины	Да
Колеса	Да
Ручки	Да

Габариты

Размер	500×800×1100 мм
Длина	500 мм
Ширина	800 мм
Высота	1100 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В22v, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь. 2 съемные корзины из нержавеющей стали.
Колеса: 4 шт. Ø75мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 800×500×1100 мм.