

Столик Артинокс АТ-В25

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, 650×950×800
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да

Габариты

Размер	650×950×800 мм
Длина	650 мм
Ширина	950 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В25, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь.
Полки: 2 шт., с отбортовкой 20 мм.
Колеса: 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 950×650×800 мм.