

Столик Артинокс АТ-В26

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,  
с ограждением, на колесах, с полками, 750×650×900  
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Тип                      | открытый          |
| Материал                 | металл            |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь |
| Конструкция              | сварная           |
| Ограждение               | Да                |
| Колеса                   | Да                |
| Полки                    | Да                |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 750×650×900 мм |
| Длина  | 750 мм         |
| Ширина | 650 мм         |
| Высота | 800 мм         |

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В26, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 2 шт. с отбортовкой 20 мм.
- Колеса:** 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 750×650×800 мм.