

Столик Артинокс АТ-В28

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сборная,
на колесах, с полками, нагрузка на полку 30 кг,
430×680×780 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Допустимая нагрузка на уровень	30 кг

Габариты

Размер	430×680×780 мм
Длина	430 мм
Ширина	680 мм
Высота	780 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В28, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 2 с трехсторонней отбортовкой 40 мм.
- Колеса:** 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (ШхГхВ):** 680×430×780 мм.