

Столик-тележка Артинокс АТ-В29

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
с ограждением, на колесах, с полками, 430×680×780
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ограждение	Да
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да

Габариты

Размер	430×680×780 мм
Длина	430 мм
Ширина	680 мм
Высота	780 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В29, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 2 шт. с трехсторонней отбортовкой 40 мм (верхняя полка из стекла).
- Колеса:** 4 колеса Ø50 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (ШхГхВ):** 680×430×780 мм.