

Столик Артинокс АТ-В32v

ФСЗ 2010/06374

тип открытый, материал металл, конструкция сварная,
на колесах, с полками, с ящиками, 515×775×955 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	открытый
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Полки	Да
Ручки	Да
Ящики	Да

Габариты

Размер	515×775×955 мм
Длина	515 мм
Ширина	775 мм
Высота	955 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В32v, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Полки:** 1 с отбортовкой 20 мм, столешница с отбортовкой 20 мм.
- Ящики:** 1 выдвижной.
- Колеса:** 4 колеса Ø75 мм (2 колеса с тормозом) из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 775×515×955 мм.