

Столик манипуляционный Артинокс AR-H21

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, с бортом, на колесах, высота 880 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	400 мм
Ширина	400 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-H21, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.
Рабочая поверхность с отбортовкой 20 мм.
Полки: 3 шт. (с отбортовкой 20 мм).
Колеса: 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 400×400×880 мм.