

Стол манипуляционный Артинокс AR-H25

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, с бортом, на колесах, высота 1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	700 мм
Ширина	500 мм
Высота	1000 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-H25, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Рабочая поверхность с отбортовкой 20 мм.
- Глухая зашивка с 3-х сторон.
- Полки: 2 шт. (с отбортовкой 20 мм).

Ящики: 1 шт.

Колеса: 4 колеса Ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 700×500×1000 мм.