

Столик инструментальный Артинокс АТ-В21

ФСЗ 2010/06386

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 900-1320 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да

Габариты

Ширина	600 мм
Глубина	400 мм
Высота	900-1320 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В21, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь / металл в полимере.
- Столешница:** нержавеющая сталь, отбортовка, угол поворота рабочей поверхности – 90° регулировка высоты в диапазоне 900-1320 мм с фиксацией винтовым зажимом.
- Колеса:** 3 колеса Ø50 мм с тормозом из серой резины медицинской серии.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 600×400×900-1320 мм.