

Столик инструментальный Артинокс АТ-В21v

ФСЗ 2010/06386

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 1030-1380 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да

Габариты

Ширина	800 мм
Глубина	515 мм
Высота	1030-1380 мм

Дополнительные характеристики

Столик АТ-В21v, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Каркас представляет собой четырехлучевое основание с гидравлической ножкой с механизмом фиксации столешницы на нужной высоте в диапазоне 1030-1380 мм при помощи ножной педали. Фиксация вращения столика осуществляется прижимным винтом.
- Столешница:** нержавеющая сталь, отбортовка, угол поворота рабочей поверхности – 180°.
- Колеса:** 4 шт. Ø75 мм с тормозом, из серой резины медицинской серии.
- Допустимая распределенная нагрузка** на столик - 8 кг.
- Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 800×515×1030-1380 мм.